




Anleitung zur schrittweisen Durchführung der Stuhlprobennahme

1



Vor- und Nachname sowie das Datum der Probennahme auf das etikettierte Proberöhrchen schreiben.

2



Vor dem Stuhlgang zunächst einige Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe in die Toilette legen.

3




Nach dem Stuhlgang das Proberöhrchen nehmen und die türkise Kappe durch leichtes Drehen samt Teststab aus dem Röhrchen ziehen.

4




Mit der Spitze des türkisen Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.

5




Die Rillen der Spitze müssen danach vollständig mit Stuhlprobe gefüllt sein.

6




Teststab in das Proberöhrchen stecken und dieses somit verschließen. Nach einem hörbaren „Klick“ ist das Proberöhrchen ordentlich verschlossen. Probenahme **nicht** wiederholen!

7



Das verschlossene Proberöhrchen kräftig schütteln. Stecken Sie es in den grünen Beutel und verschließen Sie diesen.

8



Bringen Sie das Proberöhrchen so rasch wie möglich an die ausgebende Stelle zurück; eine schnelle Rückgabe erhöht die Probensicherheit.

Pro Patient wird ein Probenentnahmeset im Rahmen der Untersuchung zur Verfügung gestellt.

